

Easy Familie





Sie haben die Wahl.
Und wir den passenden Easy.



Die Easy Produktfamilie von Sopur – zehn
Stühle, ein Konzept: Das Leben in vollen
Zügen genießen.

Sie sind aktiv, mobil und unabhängig. Sie genießen das Leben. Ob in der Stadt oder der Natur, ob im Alltag oder im Urlaub. Nehmen Sie sich die Freiheit, vielseitig zu sein. Mit der Easy Produktfamilie haben Sie die Wahl. Für jeden Geschmack, für jede Anforderung, für das Stück Unabhängigkeit. Wählen Sie aus zehn verschiedenen Modellen den zu Ihnen und Ihren Bedürfnissen passenden Easy.

Für besondere Bedürfnisse bieten wir auch maß-
geschneiderte Lösungen. Sie wünschen technische
Alternativen oder Sonderausstattungen?
Sprechen Sie uns an!



Der Allrounder auch
als Starrahmen



Starrrahmenrollstuhl

NEU

Easy Life R

Der Starrrahmenrollstuhl:
Minimalistischer Stil mit her-
vorragenden Fahreigenschaften.
Aktiv, mobil und unabhängig.



Easy Life R Swing Away

Rahmen mit abnehm-
und wegschwenkbarer
Fußraste.



Abklappbarer Rücken

Einfache Bedienung. Verriegelung
im gefalteten Zustand für platz-
sparenden Transport.



Anpassbar

Variable Sitztiefeinstellung
für individuelle Anpassung an
den Nutzer.



Fußraste

Beim Easy Life R Swing Away
nach innen und außen abschwenk-
bar für leichten Transfer.

Lebe Dein Leben



Faltrollstuhl

Easy Life

Hervorragende Grundausstattung, hohe Individualität und jede Menge Optionen.



Easy Life Swing Away
Rahmen mit abnehm- und wegschwenkbarer Fußraste.



Aluminium Seitenteil

Auswahl an verschiedenen Aluminium Seitenteilen für mehr Sicherheit.



Lenkrad

Vor- und Nachlauf einstellbar für unterschiedliche Anforderungen.



Winkeleinstellbarer Rücken

Für eine optimale Positionierung leicht und einfach einzustellen von -9° bis 9° .

Hilfsmittelverzeichnis Pos. Nr.: 18.50.03.0176

Reduce to the max



Faltrollstuhl



Easy^{max.}


Der Easy^{max.} macht keine Kompromisse: starke Optik, optimale Beinjustierung, abgerundeter Rahmen, flach geformte Radabdeckung – keine Ecken, keine Kanten.

Rahmen mit integrierter Fußraste



Rückenwinkel einstellbar

In 3° Stufen von -9° bis 9° für eine bessere Anpassung an die Bedürfnisse des Nutzers.



Achsverstellung

Vertikale & horizontale Einstellmöglichkeit für die optimale Sitzhöhe und den idealen Schwerpunkt.



Innenliegende Kreuzstrebe

Für maximale Stabilität, beste Fahreigenschaften sowie angenehmeren Transfer.

Keine Kompromisse



Faltrollstuhl



Easy^{max.} Swing Away

Der Easy^{max.} Swing Away.
Freiheit und Funktionalität. Mit
abnehm- und wegschwenkbaren
Fußrasten.

Rahmen mit abnehm- und
weschwenkbarer Fußraste.



Carbon Kleiderschutzseitenteil

In überzeugendem Design für
eine starke Optik.



Abklappbare Schiebegriffe

Optisch ansprechend.



Fußraste wegschwenkbar

Für das Mehr an Funktionalität
und einfacheren Transfer.

Der Klassiker

Faltrollstuhl



Easy 200

Ein Gesamtkonzept, das immer wieder überzeugt: drei Rahmenlängen, optimale Einstellmöglichkeiten und eine kompakte Bauweise. Jetzt mit neuem Fußrastendesign, verstärktem Rahmenrohr und Desk-Seitenteil.

Rahmen mit integrierter Fußraste



Fußbrett hochklappbar

Nach außen abschwenkbar für mehr Beinfreiheit beim Transfer.



Desk-Seitenteil

Neues Desk-Seitenteil, verstärkt und für eine optimale Positionierung mit höhenverstellbaren Armpolstern.



Fußbrett durchgehend

Aus Aluminium, winkel- und höhenverstellbar für eine gute Fußpositionierung.

Der Flexible



Faltrollstuhl

Easy 300

Hohe Flexibilität und individuelle Anpassung – Argumente, die den Erfolg des Easy 300 ausmachen und heute mehr denn je im Mittelpunkt stehen. Jetzt mit neuem Fußrastendesign, verstärktem Rahmenrohr und Desk-Seitenteil.

Rahmen mit abnehm- und wegschwenkbarer Fußraste.



Fußraste wegschwenkbar

Für einfachen Transfer. Abnehmbar für platzsparenden Transport.



Desk-Seitenteil

Neues Desk-Seitenteil, verstärkt und für eine optimale Positionierung mit höhenverstellbaren Armpolstern.



Beinstütze höhenverstellbar

Mit gepolstertem Kniebereich und winkeleinstellbaren Fußbrettern für eine beschwerdefreie Lagerung der Beine.

Das Multitalent

Faltrollstuhl



Easy 160 i

Multifunktionell passt sich der Easy 160 i den wechselnden Bedürfnissen seiner Nutzer an. Stabil, in hochwertiger Verarbeitung mit abnehm- und wegschwenkbarer Fußraste.

Rahmen mit abnehm- und wegschwenkbarer Fußraste.



Rückenwinkel einstellbar

Von -5° bis 15° in 5° -Schritten für eine feinere Anpassung an Nutzerbedürfnisse.



Sitzbespannung

Mit Sitztiefenwachstum für optimale Anpassung an den Nutzer.



Sitzhöhereinstellung

Vordere Sitzhöhe in 1 cm Schritten einstellbar auf individuelle Bedürfnisse.

Der Einsteiger für Aktive



Faltrollstuhl

Easy 160



Der verwindungsfreie Rahmen sorgt für hohe Stabilität. Individualität bieten zahlreiche Optionen, wie unterschiedliche Rückenvarianten, Seitenteile und die Möglichkeit der Sitzhöhenverstellung.

Rahmen mit abnehm- und wegschwenkbarer Fußraste.



Lenkradanbindung

Vollgummi Bereifung für grenzenlose Mobilität.



Kniehebelbremse

Für bessere Erreichbarkeit auch mit Bremshebelverlängerung erhältlich.



Desk-Seitenteil

Neues Desk-Seitenteil, verstärkt und für eine optimale Positionierung mit höhenverstellbaren Armpolstern.

Technische Daten



Starrrahmenrollstühle



Sitzbreite

Sitztiefe

Vordere Sitzhöhe

Hintere Sitzhöhe

Sitzwinkel

Rückenhöhe

Rückenwinkel

Gesamtbreite

Rahmenwinkel

Einzug

Sturz

Max. Zuladung

Gewicht

Bespannungsfarben

Rahmenfarben

Hilfsmittelverzeichnis Pos.-Nr.:

Easy Life R

34 – 48 cm (in 2 cm Schritten)

36 – 50 cm (in 2 cm Schritten)

39 – 50 cm

36 – 45 cm

0° bis 12°

25 bis 45 cm (in 2,5 cm Schritten)

-12° bis 8°

Sitzbreite + 20 cm

105° / 95°

2 cm je Seite

0° / 1° / 2° / 3° / 4°

125 kg

ab 11 kg

1

10

18.50.03.0194

Easy Life R Swing Away*

34 – 48 cm (in 2 cm Schritten)

36 – 50 cm (in 2 cm Schritten)

39 – 50 cm

36 – 45 cm

0° bis 12°

25 bis 45 cm (in 2,5 cm Schritten)

-12° bis 8°

Sitzbreite + 20 cm

100°

-

0° / 1° / 2° / 3° / 4°

125 kg


ab 12,6 kg

1

10

18.50.03.0194

*Fußraste abnehm- und wegschwenkbar





Faltrollstühle



Easy Life

Easy Life Swing Away*

Easy^{max.}

36 – 50 cm (in 2 cm Schritten)

36 – 50 cm (in 2 cm Schritten)

34 – 46 cm (in 2 cm Schritten)

36 – 50 cm (in 2 cm Schritten)

36 – 50 cm (in 2 cm Schritten)

36 – 50 cm (in 2 cm Schritten)

40 – 53 cm

40 – 53 cm

46 – 53 cm

40 – 51 cm

40 – 51 cm

43 – 50 cm

0° bis 12°

0° bis 12°

0° bis 12°

25 bis 47,5 cm (in 2,5 cm Schritten)

25 bis 47,5 cm (in 2,5 cm Schritten)

27,5 bis 47,5 cm (in 2,5 cm Schritten)

-9° bis 9° / ab Juni 2013 -12° bis 12°

-9° bis 9° / ab Juni 2013 -12° bis 12°

-9° bis 9°

Sitzbreite + 20 cm

Sitzbreite + 20 cm

Sitzbreite + 20 cm

105° / 95°

100°

105°

2 cm je Seite

-

-

0° / 1° / 2° / 3° / 4°

0° / 1° / 2° / 3° / 4°

0° / 1° / 2° / 3° / 4°

125 kg

125 kg

120 kg

ab 11 kg

ab 12,6 kg

ab 9,8 kg

1

1

6

10

10

28

18.50.03.0176

18.50.03.0176

18.50.03.0128



Technische Daten



Faltrollstühle



Sitzbreite

Sitztiefe

Vordere Sitzhöhe

Hintere Sitzhöhe

Sitzwinkel

Rückenhöhe

Rückenwinkel

Gesamtbreite

Rahmenwinkel

Einzug

Sturz

Max. Zuladung

Gewicht

Bespannungsfarben

Rahmenfarben

Hilfsmittelverzeichnis Pos.-Nr.:

Easy^{max.} Swing Away*

34 – 46 cm (in 2 cm Schritten)

36 – 50 cm (in 2 cm Schritten)

46 – 50 cm

43 – 48 cm

0° bis 12°

27,5 bis 47,5 cm (in 2,5 cm Schritten)

-9° bis 9°

Sitzbreite + 20 cm

100°

-

0° / 1° / 2° / 3° / 4°

120 kg

ab 9,9 kg

6

28

18.50.03.0128

Easy 200

32 – 54 cm (in 2 cm Schritten)

34 – 50 cm (in 2 cm Schritten)

40 – 54 cm

40 – 52 cm

0° bis 11°

27,5 bis 47,5 cm (in 2,5 cm Schritten)

-3° bis 15°

Sitzbreite + 20 cm

110°

-

0° / 1° / 2° / 4°

125 kg / 140 kg (ab Sitzbreite 52 cm)

ab 12,5 kg

5

33

18.50.03.0043

*Fußraste abnehm- und wegschwenkbar





Easy 300*

Easy 160 i*

Easy 160*

32 – 54 cm (in 2 cm Schritten)

38 – 54 cm (in 2 cm Schritten)

38 – 48 cm (in 2 cm Schritten)

34 – 50 cm (in 2 cm Schritten)

36 – 54 cm (in 2 cm Schritten)

40 – 46 cm (in 2 cm Schritten)

40 – 54 cm

38 – 52 cm

44 – 54 cm

40 – 52 cm

35 – 50 cm

43 – 51 cm

0° bis 11°

0° bis 8°

0° bis 12°

27,5 bis 47,5 cm (in 2,5 cm Schritten)

30 bis 50 cm (stufenlos)

32,5 bis 42,5 cm (in 2,5 cm Schritten)

-3° bis 15°

-5° bis 15°

-5° bis 27°

Sitzbreite + 20 cm

Sitzbreite + 20 cm

Sitzbreite + 20 cm

100°

110°

110°

-

-

-

0° / 1° / 2° / 4°

0° / 1° / 2° / 3° / 4°

-

125 kg / 140 kg (ab Sitzbreite 52 cm)

140 kg

120 kg

ab 13,2 kg

ab 13,1 kg

ab 14,8 kg

4

1

1

33

7

2

18.50.03.0044

18.50.03.0162

18.50.03.0115



Für jeden Nutzer eine
individuelle Lösung:
Die Easy Produktfamilie.

SOPUR.
Live without limits.



Die Rollstühle der Easy Familie* sind nach ISO 7176-19 Crash getestet und damit als Sitz im Fahrzeug zum Transport von Rollstuhlnutzern im Rollstuhl sitzend zugelassen.



Alle Produkte der Easy Familie werden am Produktionsstandort Malsch bei Heidelberg/Deutschland individuell nach Kundenwunsch gefertigt.